

# promida®

**PROMIDA**

DİŞ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
75.Yıl (Sultandere) Mh. 3.Cadde  
(Küçük Org.San.) No:6/A  
ODUNPAZARI - ESKİŞEHİR / TÜRKİYE

promida®

0222 205 34 84

0542 226 08 82

info@promida.com.tr

export@promida.com.tr

www.promida.com.tr

promidadental

## PROGLASS F



### PROGLASS F

REF: RG135

#### Glass Ionomer Filling Cement

PROGLASS F is a glass ionomer that can be used as a filler in the restoration of Class III and V cavities, in the covering of pits and fissures and in the teeth of milk. PROGLASS F is a glass ionomer with colors of A1, A2, A3 chemically frosted. Since it contains fluorine ions, it releases fluoride. **Packing type:** 15 gr. Powder, 10ml of liquid or 35 gr. Powder, 20 ml. liquid.

### PROGLASS F

REF: RG135

#### Cam İyonomer Dolgu Simanı

PROGLASS F, Sınıf III ve V kaviteilerin restorasyonunda, pit ve fissürlerin örtülmesinde ve süt dişlerinde dolgu olarak kullanılabilen bir cam iyonomer simandır. PROGLASS F, kimyasal olarak donan, A1,A2,A3 renklerine sahip bir cam iyonomer simandır. Flor iyonları içerdiğinden, flor salınımı yapmaktadır. **Ambalaj şekli:** 15 gr. toz, 10 ml likit veya 35 gr. toz, 20 ml. likit.



### PROGLASS LU

REF: RG1195

#### Glass İonomer Luting Cement

PROGLASS LU is a glass ionomer that can be used for bonding crowns, bridges, inlays, onlay, orthodontic tapes and brackets. PROGLASS LU is a chemically curable glass ionomer with high bonding strength to dentin, enamel and metal. He's doing flour release. It has biocompatibility and low film thickness.

**Packing type:** 15 gr. powder, 10 ml of liquid or 35 gr. Powder, 20 ml. liquid.

### PROGLASS LU

REF: RG1195

#### Cam İyonomer Yapıştırma Simanı

PROGLASS LU, Kron, köprü, inlay, onlay, ortodontik bant ve brakelerin yapıştırılmasında kullanılabilen cam iyonomer simandır. PROGLASS LU, dentin, mine ve metale yüksek bağlanma gücü olan, kimyasal olarak sertleşen bir cam iyonomer simandır. Flor salınımı yapmaktadır. Biyouyumlu ve düşük film kalınlığına sahiptir.

**Ambalaj şekli:** 15 gr. toz, 10 ml likit veya 35 gr. toz, 20 ml. likit.



## PROZOE CEMENT

### PROZOE CEMENT

REF: RS0640

#### Zinc Oxide Eugenol Cement

PROZOE CEMENT, temporary filler material and base material under permanent fillers is recommended. During periodontitis treatment it can also help push back gingiva. Zinc Oxide Eugenol Ciment is both an antiseptic agent and a pain killer. When used as a base material, it protects the pulp against acid attacks and thermal trauma. PH 1 7-8 dir. Manual preparation of the material is easy. When used as a temporary filling material, it is durable enough to withstand chewing forces. It is also easy to remove with it. Good grip on the cavity walls.

**Packing type:** 75 gr. 20 ml of powder. Liquid or 40 gr powder 15 ml liquid

### PROZOE CEMENT

REF: RS0640

#### Çinko Oksit Ojenol Simanı

PROZOE CEMENT, geçici dolgu materyali ve daimi dolguların altında kaide materyali olarak önerilmektedir. Periodontitis tedavisi boyunca gingivayı geriye itmekte de yardımcı olabilir. Çinko Oksit Ojenol Simanı, hem bir antiseptik ajan ve hem de bir ağrı kesicidir. Kaide maddesi olarak kullanıldığında, asit atakları ve termal travmaya karşı pulpayı korur. pH 1 7-8 dir. Materyalin elle hazırlanması kolaydır. Geçici dolgu maddesi olarak kullanıldığında, çiğneme kuvvetlerine karşı koyabilecek kadar dayanıklıdır. Bununla beraber çıkarılması da kolaydır. Kavite duvarlarına iyi tutunur.

**Ambalaj şekli:** 75 gr. toz 20 ml. likit veya 40 gr toz 15 ml likit

## PROPOL Y

### PROPOL Y

REF: RS0520

#### ZINC POLYCARBOXYLATE CEMENT

It is a zinc polycarboxylate cement that is not irritating to the pulp, provides natural adhesion to the dentin tissue, and is activated by its own liquid.

It can be used as a cavity sealant under amalgam and composite fillings. In order for the bond strength to be high, it is foreseen that the tooth remains moist. **Packing type:** 40 g. liquid, 80 gr. powder

### PROPOL Y

REF: RS0520

#### ÇİNKO POLİKARBOKSİLAT SİMAN

Pulpaya karşı iritasyon özelliği olmayan, dentin dokusuna doğal yapışma sağlayan, kendi likidiyle aktive olan çinko polikarboksilat simandır.

Amalgam ve kompozit dolguların altında kavite örtücü olarak kullanılabilir. Bağlanma kuvvetinin yüksek olması için dişin nemli kalması öngörülmüştür. **Ambalaj şekli:** 40gr. likit, 80 gr. toz



## PROBAR LC



PROBAR LC

REF : A00226

### Light Curing Gingival Barrier

It is a resin-based, light-curing, protective barrier used to protect the gingiva in teeth whitening processes. After curing, it has a flexible structure and is easy to remove. It is blue in color to be noticed.

Packing : 1,5 g black syringe.

PROBAR LC

REF : A00226

### Işıklı Kürlenmiş Dişeti Bariyeri

Rezin bazlı, ışıkla kürlenmiş, diş beyazlatma işlemlerinde diş etinin korunması için kullanılan koruyucu bir bariyerdir. Külendikten sonra esnek bir yapıda olup sökülmesi kolaydır. Farkedilmesi için mavimsidir.

Ambalaj şekli : 1,5 gr siyah şırınga.

## PROAIR F



PROAIR F

REF: C10550

### AIRFLOW POWDER

AIR-FLOW Powder is a tooth cleaning powder containing sodium bicarbonate. It is a powder that minimally removes biofilm and calculus from any surface such as enamel, dentin, soft tissue, restorations, orthodontic appliances or implant surfaces.

Packing type: 300 g. powder

PROAIR F

REF : C10550

### AIRFLOW TOZU

AIR-FLOW Tozu sodyum bikarbonat içeren diş temizleme tozudur. Mine, dentin, yumuşak doku, restorasyonlar, ortodontik aletler veya implant yüzeyleri gibi her türlü yüzeyden biyofilmi ve diş taşlarını minimal bir şekilde temizleyen tozudur.

Ambalaj şekli: 300 gr. toz

## PROPIND



PROPIND

REF: A00361

### PLAQUE INDICATOR GEL

PROPIND is used for the detection of bacterial plaques in the tooth. Plaque indicators such as PROPIND ensure that bacterial plaques are visible and removed during tooth cleaning.

Packing type: 3 g. injektör

PROPIND

REF : A00361

### PLAK İNDİKATÖR JELİ

PROPIND, dişteki bakteri plaklarının tespiti için kullanılır. PROPIND gibi plak indikatörleri, diş temizliği esnasında, bakteri plaklarının görünür hale getirilerek uzaklaştırılmasını sağlar.

Ambalaj şekli: 3 g. enjektör

## PRODIAMOND



PRODIAMOND

REF: C10625

### Diamond Polishing Paste

PRODiamond is a polishing paste that contains micron-sized diamond particles and can be used in both oral and external applications, and can be applied to restoration and natural tooth surfaces.

PRODiamond can be used in all clinical and laboratory composite materials, resin-containing hard restoration fillings, metal, ceramic, porcelain applications.

Packing : 3 g

PRODIAMOND

REF : C10625

### Elmas İçerikli Parlatma Pastası

PRODiamond içeriğinde mikron boyutunda elmas partikülleri içeren, hem ağız içinde hem ağız dışındaki uygulamalarda kullanılabilen restorasyon ve doğal diş yüzeylerinde uygulanabilir yüksek parlatma özelliği olan bir polisaj pastasıdır. PRODiamond bütün klinik ve laboratuvar kompozit materyallerinde, reçine içerikli sert restorasyon dolgularında, metal, seramik, porselen uygulamalarında kullanılabilir.

Ambalaj şekli : 3 gr.

## PROGSOLV



**PROGSOLV** REF: A00346

### Gutta Percha Solvent

PROGSOLV is a solution of gutta percha solvent containing 100% eucalyptol. Gutta is used to dissolve the perche in the canal and facilitate its removal.

**Packing shape:** 10 ml. Glass bottle.

**PROGSOLV** REF: A00346

### Gutta Percha Çözücü

PROGSOLV %100 Ökalyptol içerikli gutta percha çözücü solüsyondur. Gutta perkanın kanal içinde çözülerek, çıkarılmasını kolaylaştırmak için kullanılır.

**Ambalaj şekli:** 10 ml. Cam şişe.

## PROPHY P



**PROPHY P** REF: C10620

### Polishing Paste

PROPHY P has a pleasant taste. It does not contain saccharin in its composition. Enough density in different colors and tastes. It does not flow during application. PROPHY P is used for deterrage treatment, polishing and cleaning of teeth. During the process, it does not cause scratching and wear of the minne. With the help of aromas in the composition of PROPHY P, it helps the patient to make the process easier. It leaves a pleasant taste in your mouth. It is also included in the option of containing fluor ions.

**Packing type:** 50 gr. Or 340 gr jar, 200 pcs

**PROPHY P** REF: C10620

### Parlatma Pastası

PROPHY P hoş bir tada sahiptir. Bileşiminde sakarin bulundurmaz. Farklı renk ve tatlarda yeterli yoğunluktadır. Uygulanma sırasında akma yapmaz. PROPHY P deterraj tedavisinde, dişin parlatılması ve temizlenmesi için kullanılır. İşlemler sırasında, minenin çizilme ve aşınmasına neden olmaz. PROPHY P'nin bileşiminde ki aromalar yardımıyla hastanın işlemi kolay tolere etmesine, yardımcı olur. Ağzında hoş tat bırakır. Aynı zamanda Flor iyonları içeren seçeneğinde bulunmaktadır.

**Ambalaj şekli:** 50 gr. veya 340 gr. 200 Adet.

## PROETCH



**PROETCH** REF: RD1460

### Acid Gel

PROETCH is a tooth dispersion agent containing 37% orthophosphoric acid. It is used to prepare mine and dentin surfaces according to total etch technique. It may look easy on the surface using blue color. Use the gel with the appropriate consistency easily.

**Packing type:** 50 gr. Injector.

**PROETCH** REF: RD1460

### Asit Jel

PROETCH %37 ortofosforik asit içeren, dental dağlama ajanıdır. Total etch tekniğine göre mine ve dentin yüzeylerinin hazırlanmasında kullanılır. Mavi rengi sayesinde yüzeyde kolay görünebilir. Jelin uygun kıvamı kolay kullanılmasını sağlar.

**Ambalaj şekli:** 50 gr. enjektör.

## EDTA GEL



**EDTA JEL** REF: A00076

### Canal Preparation Gel

The 19% E.D.T.A. JEL formulation allows the canal to be emptied and the debris to be removed. High concentration maximizes the solubility or dispersal power of the product. E. D.T.A. JEL combines with calcium phosphate-based apatitic structures and magnesium ions on the canal wall by chelating, dissolving the chelate and discarding with water. The dissolution of apatitic structures allows the canal to be cleaned and emptied. With the resulting demineralization, the canal can be expanded as desired. Concentration of 19%, dentin or apex is not easy to create any problems. It does not leave any waste when discharging the pipe with water. Provides fast, efficient and healthy working. It is also used to remove broken canal tools. The gel has high resolution in water.

**Packing type:** 3 gr. Injector.

**EDTA JEL** REF: A00076

### Kanal Preparasyon Hazırlama Jel

% 19 lük E.D.T.A. JEL formülasyonu ile kanalin boşatılmasına ve debrisin alınmasını sağlar. Yüksek konsantrasyon ürünün çözünürlük ya da dağılımlık gücünü maksimize eder. E.D.T.A. JEL, kanal duvarında kalsiyum fosfat bazlı apatitik yapılarla ve magnezyum iyonlarıyla çelikleşir, apatitik yapıların çözülmesi, kanalın temizlenerek boşatılmasını sağlar. Oluşan demineralizasyonla kanal istendiği kadar genişletilebilir. % 19 lük konsantrasyon, dentin ya da apekte herhangi bir sorun oluşturmaz kolay tolere edilir. Suyla kanalin boşatılmasında atık bırakmaz. Heli, etkin ve sağlıklı çalışma sağlar. Aynı zamanda kırılan kanal aletlerinin çıkarılmasında kullanılır. Jel, suda yüksek oranda çözünürlüğe sahiptir.

**Ambalaj şekli:** 3 gr. enjektör.

## EDTA LIQUID



### EDTA LIQUID

REF: A00091

#### Root Canal Preparation Liquid

E.D.T.A easily complexes with calcium and debris. It helps to drain the canal quickly. It cleans the canal walls by providing ease of use with liquid form. Calcium apatite in dental tissues makes it chelate type complex with magnesium and similar structures. It causes the demineralized organic and inorganic structures to be easily removed from the duct It is a liquid that shows the effect of demineralization of dental particles, chelating calcium and magnesium in tooth tissues to facilitate their solubilization and absorption.

Packing shape: 250 ml. PE box.

### EDTA LİKİT

REF: A00091

#### Kök Kanal Preparasyon Likidi

E.D.T.A kolaylıkla kalsiyum ve debrisle kompleks yapar. Kanalin süratle boşaltılmasına yardımcı olur. Likit formu ile kullanım kolaylığı sağlayarak, kanal duvarlarını temizler. Diş dokularındaki kalsiyum apatit, magnezyumun ve benzeri yapılarla şelat tipi kompleks yaparak çözünür hale getirir. Demineralize olan organik ve anorganik yapıların kanaldan kolaylıkla alınmasına neden olur. Diş dokularındaki kalsiyum ve magnezyumun çözümlerini ve absorbe edilmelerini kolaylaştıracak şekilde şelatlayarak, dental partikülleri demineralizasyonuya etkisini gösteren bir likittir.

Ambalaj şekli: 250 ml. PE kutu.

## SODIUM HYPOCHLORITE



### %5,25 SODIUM HYPOCHLORITE REF: A00046

#### Root Canal Irrigation Solution

SODIUM HYPOCHLORITE Used to clean root canal equipment, to wash root canals as a humidifier and as a disinfectant. Debris physically and chemically removes. Sodium hypochlorite is a broad spectrum antibacterial. The activity against bactericides, bacteriophages, spores and fungi is known.

Packing shape: 250 ml. PE box.

### %5,25 SODIUM HYPOCHLORITE REF: A00046

#### Kök Kanal İrigasyon Solüsyonu

Kök Kanal İrigasyon Solüsyonu SODYUM HIPOKLORİT Kök kanal aletlerinin temizlenmesi, nemlendirici olarak kök kanallarının yıkanmasında ve dezenfektan olarak kullanılır. Debrisi fiziksel ve kimyasal olarak uzaklaştırır. Sodyum hipoklorit geniş spektrumlu bir antibakteriyaldir. Bakterilere, bakteriyofajlara, sporlara ve funguslara karşı etkinliği bilinmektedir.

Ambalaj şekli: 250 ml. PE kutu.

## PROCHEX



### PROCHEX

REF: A00196

#### 2% Chlorhexidine Di Gluconate Irrigation Solution

PROCHEX is a solution containing 2% chlorhexidine digluconate. It is used to wash root canals for removal of debris and disinfection. Accelerates root canal preparation. Provides slippery root canal during mechanical preparation.

Packing shape: 250 ml. PE box

### PROCHEX

REF: A00196

#### %2 Klorheksidin Di Gluconat İrigasyon Solüsyonu

PROCHEX, %2 klorheksidindigluconat içeren bir solüsyondur. Debrisi kaldırmak ve dezenfeksiyon amacıyla kök kanallarının yıkanmasında kullanılır. Kök kanal preparasyonunu hızlandırır. Mekanik preparasyon sırasında kök kanalın kayganlaşmasını sağlar.

Ambalaj şekli: 250 ml. PE kutu.

## PROMASK



### PROMASK

REF: CM01

#### Lastikli Cerrahi Maske

Tek kullanımlık 3 katlı filtrelili cerrahi yüz maskesidir. Cam fiber içermez, Hipoalerjiktir, Hava geçirgen nonwoven kumaştan üretilmiştir. Yüksek filtrasyon özelliğindedir, TS EN 14683-AC' e göre üretilmiş ve testleri yapılmıştır.

Ambalaj şekli : 50 adet

### PROMASK

REF: CM01

#### Earloop surgical face mask

Disposable 3 layer with filter surgical face mask. Without glassfiber, hypoallergeni, Made of breathable non-woven fabric. High filtration and produced and tested According to TS EN 14683-AC.

Packing : 50 pcs

## EDTA GEL +CREAM



### EDTA JEL (+CREAM) REF: A00077

**Canal Preparation Gel**  
E.D.T.A JEL ( CREAM) makes it easier to use cream form. In endodontic therapy, it is mainly used to facilitate canal instrumentation in endurance canals. It lifts the smear layer on the inner surface of the opened canals. The canal increases the padding of the padding. It allows easy entry and discharge of endodontic instruments. Periodontal surgeons can easily combine calcium ions with dental calculi, which are formed in the root of the tooth, to easily separate the scales from the teeth. It is used with same function as auxiliary material in root scaling process. The canal is indicated for providing and clearing the required clearance for the inserted pins. It helps the broken instrument to leave the trapped duct.

**Packing type:** 9 gr. injector.

### EDTA JEL (BEYAZ KREM) REF: A00077

**Kanal Preparasyon Hazırlama Jeli**  
E.D.T.A JEL (BEYAZ KREM),Krem formu kullanımını daha çok kolaylaştırmaktadır. Endodontik tedavide, temel olarak, atresiyeye kanallarda kanal enstrümantasyonunu kolaylaştırmak amaçlı kullanılır. Açılan kanalların iç yüzeyinde ki smear tabakasını kaldırır. Kanal patının kanalı doldurma kalitesini artırır. Endodontik enstrümanların kolaylıkla kanala girmesini ve boşaltmasını sağlar. Peridontal cerrahide diş kökünde oluşan diştaşlarının kalsiyum iyonlarıyla kolaylıkla birleşerek kolaylıkla tartırların dişten ayrılmasını sağlar. Kök scaling işleminde yardımcı materyal olarak yine aynı fonksiyonla kullanılır. Kanala yerleştirilen pinler için gerekli boşluğun sağlanmasında ve temizlenmesinde endikedir. Kırık aletin sıkıştığı kanaldan ayrılmasına yardımcı olur.

**Ambalaj şekli:** 9 gr. enjektör.

## PROCANAL CHI



### PROCANAL CHI REF: RE1615

#### Iodoform Paste

It has a strong antiseptic property. The Iodoform present in HYDROPLAST gives the product an anti-infectious property with an extended duration of action and a dense radio-opacity.

**Packing type:** 15 gr.

### PROCANAL CHI REF: RE1615

#### Iodoform Pasta

Güçlü bir antiseptik özelliği vardır. HYDROPLAST içinde bulunan iyodoform, ürüne, uzamış bir etki süresi ve yoğun bir radyoapasite ile birlikte anti enfeksiyöz bir özellik verir.

**Ambalaj şekli:** 15 gr.

## PROCANAL G



### PROCANAL G REF: RE1675

#### Canal Filling Material

An endodontic simulant used with Gütta-percha cones to fill the root canal. Bactericidal. It is homogeneously mixed and the creamy structure makes the Gütta-percha easy to place the canal. Gütta-percha in the canal provides adhesion and sealing. It is not solved after application. It does not discolor on the teeth, it can be easily removed. It's radiopaque.

**Packing type:** 15 gr. Powder 10 ml. Liquid

### PROCANAL G REF: RE1675

#### Kanal Dolgu Maddesi

Kök kanalını doldurmak için Gütta-percha konları ile kullanılan bir endodontik simandır. Bakterisidal özelliğindedir. Homojen karıştırılır ve kremsi yapısı Gütta-percha konunun kanala kolay yerleştirilmesini sağlar. Kanalda Gütta-percha konunun yapışması ve sızdırmazlığı sağlar. Uygulama sonrasında çözülmez. Dişte renklenme yapmaz, kolay sökülebilir. Radyopaktr.

**Ambalaj şekli:** 15 gr. toz 10 ml. Likit

## PRONOL



### PRONOL REF: RS0505

#### Eugenol Liquid

PRONOL is composed of 100% eugenol content. Zinc oxide can be used as a liquid. It can be easily used in other Eugenol applications.

**Packing type:** 20 ml. Glass bottle.

### PRONOL REF: RS0505

#### Ojenol Likit

PRONOL, %100 ojenol içeriğinden oluşmaktadır. Çinko oksitin likidi olarak kullanılabilir. Diğer ojenol uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilir.

**Ambalaj şekli :** 20 ml. Cam şişe.



## PRORCD

**PRORCD** REF: A00391

### ROOT CANAL SOLUTION KREZEFORM

The canal is used as an antiseptic in treatment. In root canal treatment, it is now indicated for the removal and cleaning of tissue and necrotic material. It is a powerful antiseptic  
**Packing shape:** 10 ml.

**PRORCD** REF: A00391

### KÖK KANAL SOLÜSYONU KREZEFORM

Kanal Tedavide antiseptik olarak kullanılır. Kök kanal tedavisinde artık doku ve nekrotik materyalin uzaklaştırılması ve temizlenmesinde endikedir. Güçlü bir antiseptiktir  
**Ambalaj şekli:** 10 ml.



## PROCAL

**PROCAL** REF: RC0200

### Radiopak Calcium Hydroxide

PROCAL is used to fill the duct mouths and vents of the pulp chamber in deep dentin caries, vital amputation covering the base of the pulp hole and cavity in the direct shoe as base material to the base of the cavity. It is also indicated as temporary canal filling material in canal treatments, especially in teeth that have not formed root formation, in milk teeth, gangreneous canals and flood canals.

**Packing type:** 10 gr. powder 10 ml. liquid glass bottle

**PROCAL** REF: RC0200

### Radyopak Kalsiyum Hidroksit

PROCAL, Derin dentin çürüklerinde, kavite tabanına kaide maddesi olarak direk kuafajda, pulpa deliği ve kavite tabanını örtmekte vital amputasyonda kanal ağızlarını ve pulpa odasının tabanını doldurmakta kullanılır. Kanal tedavilerinde geçici kanal dolgu maddesi olarak, özellikle kök ucu oluşumu tamamlanmamış dişlerde, süt dişlerinde, kangrenli kanallarda ve taşkın kanallarda da endikedir.

**Ambalaj şekli:** 10 gr. toz 10 gr. likit cam şişe



## FORMOCRESOL

**FORMOCRESOL** REF: A00106

### ROOT CANAL SOLUTION

The canal is used as an antiseptic in treatment. In root canal treatment, it is now indicated that tissue and necrotic material should be removed and cleaned and used as an amputation agent. It is a powerful antiseptic  
**Packing shape:** 20 ml.

**FORMOCRESOL** REF: A00106

### KÖK KANAL SOLÜSYONU

Kanal Tedavide antiseptik olarak kullanılır. Kök kanal tedavisinde artık doku ve nekrotik materyalin uzaklaştırılması ve temizlenmesinde ve ampütasyon ajanı olarak kullanımı endikedir. Güçlü bir antiseptiktir  
**Ambalaj şekli:** 20 ml.



## PROCAL R

**PROCAL R** REF: RC0260


### Calcium Hydroxide Paste

PROCAL R is used as a direct and indirect closure of the pulpan and as a temporary root canal filler. PROCAL R has a high pH value and is ready for use. Water based radiopaque calcium hydroxide paste.  
**Packing type:** 3 gr. injector.

**PROCAL R** REF: RC0260

### Kalsiyum Hidroksit Pasta

PROCAL R, Pulpanın direk ve indirek kapatılmasında ve geçici kök kanal dolgusu olarak kullanılır. PROCAL R yüksek ph değerine sahip ve kullanıma hazırdır. Su bazlı radyopak kalsiyum hidroksit pastadır.  
**Ambalaj şekli :** 3 gr. enjektör.



## PROMATRIX OTO



### PROMATRIX OTO

REF : C10915

#### MATRIX BANDI OTOMATİK SİSTEM

Posterior dişler için kullanılan çevresel bir matris sistemidir. 2 farklı bant kalınlığı ve 2 farklı uzunlukta üretilmiştir. Ürünümüz 50 lik Paketlerdedir. 0.038 mm - 6.3 mm yükseklik (highness) 0.038 mm - 5 mm yükseklik (highness)

### PROMATRIX OTO

REF : C10915

#### AUTO MATRIX BAND

It is a circumferential matrix system used for posterior teeth. It is produced in 2 different tape thicknesses and 2 different lengths. It is in boxes of 50 pieces. 0.038 mm - 6.3 mm height (highness) 0.038 mm - 5 mm height (highness)

## PRODİSK



### PRODİSK

REF : C10910

#### COMPOSITE POLISHING DISK

It is used in the finishing and polishing stages of the composite surface. Flexible polishing discs coated with aluminum oxide. It has 4 different grain sizes (from thick to super thin) and 2 different disc diameters. There are different colors for each different grain size. Easy to attach and detach with the smart mandrel system. The shatter-resistant and sterilizable metal mandrel can be used with any brand of disc. It can be boxed in desired quantity and also be sold as spares only.

### PRODİSK

REF : C10910

#### KOMPOZİT PARLATMA DİSKİ

Kompozit yüzeyini bitim ve cila aşamasında kullanılır. Alüminyum oksit kaplı esnek cilalama diskleridir. 4 farklı aşındırıcı gren boyutu (kalından super inceye) ve 2 farklı disk çapı. Her farklı gren boyutu için özel renkleri vardır. Akıllı mandrel sistemi sayesinde kolay takılıp çıkartılma. Kırılmaya dirençli ve steril edilebilen metal mandrel her marka diske uygundur. İstenilen miktarda kutulanabilir. Sadece yedekler halinde de satılmaktadır.

## PROMATRIX I



### PROMATRIX I

REF : C10916

#### IVORY MATRIX BAND

Ivory matrix bands are made of stainless steel. It is 40 micron thick (0,04 mm), made of 304 stainless steel. Sold in packs of 12. 12-13-14-15-16 form numbers are available.

### PROMATRIX I

REF : C10916

#### YENGEÇ MATRIX BANDI

Yengeç Matrix Bantlar, paslanmaz çelikten üretilmiştir. 0,04 mm yani 40 mikron kalınlığındadır, 304 paslanmaz çelik kullanılmıştır. 12 lik paketler halinde satılmaktadır. 12-13-14-15-16 form numaraları mevcuttur

## PROMATRIX B



### PROMATRIX B

REF : C10918

#### SECTIONAL CONTOURED MATRIX BAND

It is the safest and ideally contoured locational matrix system with the shortest application time. It is in boxes of 50 pieces. Sold with one ring.

### PROMATRIX B

REF : C10918

#### BÖLGESEL MATRIX BANDI

En az uygulama zamanı harcanan en güvenilir ve ideal konturlanmış bölgesel matris sistemi. Ürünümüz 50 lik Paketlerdedir. Bir adet halka ile beraber satılmaktadır

## PROKAMA



### PROKAMA

REF : C10920

#### WOODEN WEDGES

It is made of wood and has 4 different thickness options. Each color represents a different thickness.

### PROKAMA

REF : C10920

#### AHŞAP KAMA

Ahşap olarak imal edilmiş dört farklı kalınlık seçeneği mevcut olan kamalardır. Her farklı renk farklı kalınlığı ifade etmektedir.

## PROMATRIX



### PROMATRIX

REF : C10917

#### MATRIX BAND

Our matrix tapes are sold in rolls of 1 meter long and are made of stainless steel. Features: The product is 4-5-6-7 mm wide and 0.05 mm thick.

### PROMATRIX

REF : C10917

#### DÜZMATRIX BANDI

1 metrelik rulolar halinde üretilen matrix bantlarımızda Paslanmaz Çelik kullanılmaktadır. Özellikleri; 4-5-6-7 mm genişliğinde üretilmektedir. 0,05 mm kalınlıktadır.

