

KULLANMA TALİMATI

Katalog No: CM01
Bileşenleri: Non-woven kumaş
Paketleme: 50 adet.

PROMASK – LASTİKLİ CERRAHİ YÜZ MASKESİ

1- Açıklama

Tek kullanımlık 3 katlı filtre cerrahi yüz maskesidir. Cam fiber içermez. Hipoalerjiktir. Hava geçirgen non-woven kumaştan üretilmiştir. Ayarlanabilir burun çubuğuna sahiptir. Lateks içermez.

2- Kullanım alanı / Endikasyonlar

Ağız ve burun yoluyla geçen vücut sıvılarının ortama saçılmasını engellemek amacıyla kullanılır.

3- Kullanım şekli

Bir miktar patı polisaj fırçasına alınız ve uygun şekilde dış yüzeyine uygulayınız.

4- Kontraendikasyonlar

İçeriğindeki maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanmayınız.

5- Yan etkiler

Bilinen bir yan etkisi bulunmamaktadır.

6- Uyarı:



Bileşimindeki içeriklere alerjisi olanların, kullanması sakıncalıdır. Tek kullanımlık olup tekrar kullanılması halinde performansında bozulmalar olabilir, çapraz kontaminasyona sebep olabilir.

7- Saklama koşulları

5°C – 30°C arasında tavsiye olarak oda sıcaklığında saklayınız. Nem ve aşırı sıcak ve soğuktan koruyunuz. Kullanım sonrası kapağını kapatarak aktivasyonunu koruyunuz.

**** Bertaraf:** Ürünlere biyolojik tehlikelerine göre işlem yapılmalı ve ülkenin yasal düzenlemeleri ile hastane politikalarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

8- Semboller ve Anlamları:

	Lot Numarası		İmalat Tarihi
	Katalog Numarası		İmalatçı
	Süresinde kullanınız		Güneş ışığından uzak tutunuz
	Uyarı, Beraberinde Verilen Dökümanlara Başvurunuz		Kullanma Talimatlarına Başvurunuz.
	Depolama sıcaklık aralığı		Onaylanmış Kuruluş
	Kuru yerde saklayınız.		